

## PRODUKTDATENBLATT



### Funktionsweise

Die adm pro ist das innovativste Wechseldrucksystem, bestehend aus einer Matratze mit 20 Luftzellen, einem atmungsaktiven Bezug und den integrierten Innerzellen, die eine direkte Auflage auf den Lattenrost ermöglichen.

Das digitale Steuergerät ist das Herz dieses Wechseldrucksystems. Mit seinen unzähligen Funktionen gibt es die beste Unterstützung zur individuellen Behandlung.

Die innovative Druckentlastung und angepasste Druckverlagerung ermöglichen eine Dekubitustherapie bis Grad IV.

Die adm pro ist für Patienten mit einem Körpergewicht von 40 bis 200 kg passend.



Wechsel-  
druck



Kissen-  
funktion



Körper-  
verträglichkeit



feuer-  
beständig



wasser-  
abweisend



dampf-  
durchlässig

CE  
RoHS

### Produktspezifikationen

#### Steuergerät MXPU300 DIGITAL

Gewicht	2,3 kg
Abmessungen	30cm x 13,5cm x 11cm
Stromversorgung	220-240V / 50 Hz ; 0,1A max.
Sicherungen	T1A 250V
Schutzklasse	II
Druckbereich	einstellbar 55-120mmHg
Wechselzyklus:	10/15/20/25 Min.
Modus	Wechseldruck (1 in 2) + statisch

#### Matratze adm pro

Gewicht	10,3 kg
Abmessungen	200cm x 90cm x 25cm
Material (Bezug)	Nylon PU mit Baumwollfutter
Zellenmaterial	Nylon TPU
Anzahl Zellen	20
Materialdicke	0,25mm
Zellenhöhe	25cm

#### Belastbarkeit

Max. Patientengewicht	200kg
-----------------------	-------

#### Umgebungsbedingungen Lagerung

Umgebungstemperatur	10°C bis 40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 75%

#### Umgebungsbedingungen Lagerung

Umgebungstemperatur	-20°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 95%